



ControlMed

Guía del médico

Recuerdo fetal — Guía del médico

Imagen estética de recuerdo generada con IA a partir de la ecografía. No es diagnóstico; requiere consentimiento.

ControlMed · controlmed.com.mx · Guía para el médico · 13 de julio de 2026



Índice

1. Qué es	2
2. Qué NO es (léelo, es lo más importante)	2
3. Requiere el consentimiento de la paciente	2
4. Cómo generarla	2
5. El límite mensual	2
6. Cómo se comparte con la paciente	3



El recuerdo fetal es una imagen emocional que se genera con IA a partir de una ecografía, como un detalle bonito para la paciente. Esta guía explica qué es, qué NO es, y por qué el consentimiento y una explicación clara son obligatorios.

1. Qué es

A partir de la ecografía que subes, ControlMed genera con inteligencia artificial una **imagen estética de recuerdo** : una interpretación visual, pensada como un regalo emocional para la futura mamá y su familia. Es un recuerdo, no un documento clínico.

2. Qué NO es (léelo, es lo más importante)

Advertencia central. El recuerdo fetal **NO es un estudio médico, NO es un diagnóstico y NO predice los rasgos reales del bebé.** Es una imagen **artística generada por IA**: no muestra cómo se verá el bebé, no tiene valor clínico y no debe usarse para ninguna decisión médica. Los ajustes estéticos disponibles (tono de piel, de cabello, etc.) son solo de personalización del recuerdo; **no son una predicción genética.** Déjalo clarísimo con la paciente para no generar expectativas equivocadas.

3. Requiere el consentimiento de la paciente

Generar un recuerdo fetal **exige el consentimiento de la paciente**: debes confirmar que ella entendió qué es (un recuerdo estético, no un estudio) y que está de acuerdo. ControlMed no genera la imagen si no confirmas ese consentimiento. Si la paciente tiene desactivado el procesamiento con IA, tampoco se genera.

Nota de uso responsable. Esta función se ofrece como un recuerdo emocional y su uso está sujeto a revisión. Úsala con criterio: explica siempre su naturaleza a la paciente, obtén su consentimiento y nunca la presentes como información médica o como una imagen real del bebé. La responsabilidad de explicarlo correctamente es tuya.

4. Cómo generarla

Subes la **ecografía** de la paciente (una imagen), confirmas el consentimiento y, si quieres, indicas los ajustes estéticos opcionales. ControlMed genera la imagen de recuerdo. Es un proceso pensado para hacerse contigo presente, explicándole a la paciente lo que es.

5. El límite mensual

Puedes generar hasta **5 recuerdos fetales al mes**. El contador se reinicia cada mes. Es un límite pensado para un uso ocasional, acorde a su naturaleza de detalle especial.



6. Cómo se comparte con la paciente

El recuerdo se puede compartir con la paciente para que lo vea en su **portal**, en su sección de recuerdos. Así se lo lleva en su teléfono como el detalle que es. Recuerda que va **separado del expediente clínico**: no es una imagen diagnóstica ni forma parte de sus estudios médicos.