



ControlMed

Guía del médico

Resumen clínico con IA — Guía del médico

Resume el expediente con IA y pregúntale sobre el historial; sus límites y el interruptor de IA por paciente.

ControlMed · controlmed.com.mx · Guía para el médico · 13 de julio de 2026



Índice

1. El resumen del expediente con IA	2
2. Preguntarle a la IA sobre el historial	2
3. Sus límites (léelo con calma)	2
4. El contador de usos de IA	2
5. La privacidad del paciente (el interruptor de IA)	2



Antes de recibir a un paciente, ControlMed te puede resumir su expediente con IA y responder tus preguntas sobre su historial. Es contexto rápido para que llegues a la consulta al día. Esta guía te explica qué hace, qué no hace y cómo cuidar la privacidad.

1. El resumen del expediente con IA

Con un clic, la IA condensa el expediente del paciente en un resumen breve (unas pocas líneas): reúne lo relevante de sus **antecedentes, diagnósticos, medicación y pendientes**, para que captes su situación de un vistazo sin releer todo el historial.

Es ideal justo antes de la consulta: en segundos recuerdas quién es el paciente y por dónde va su tratamiento.

2. Preguntarle a la IA sobre el historial

Además del resumen, puedes **hacerle preguntas** sobre el historial del paciente, como "¿cuándo se quejó de dolor lumbar?" o "¿qué medicamentos ha tomado?". La IA revisa el expediente y te responde con base en lo que ahí está registrado, para que no tengas que buscar a mano entre las notas.

3. Sus límites (léelo con calma)

Importante: la IA **organiza y resume lo que YA EXISTE** en el expediente. **No diagnostica, no receta y no inventa** información: si algo no está registrado, no lo adivina. Es una ayuda de lectura y de búsqueda; la interpretación clínica y las decisiones son **siempre tuyas**. Trátalo como un apoyo, no como una fuente de verdad médica.

4. El contador de usos de IA

Las funciones con IA de tu cuenta (como el resumen del expediente, las preguntas sobre el historial y la sugerencia de códigos) comparten un límite mensual de **150 usos al mes**, que se reinicia cada mes. Es un tope amplio, pensado para el uso normal de un consultorio; si te acercas al límite, ControlMed te avisa.

(Las **notas clínicas con IA** y el **recuerdo fetal** tienen sus propios saldos, aparte de este contador. Ve sus guías.)

5. La privacidad del paciente (el interruptor de IA)

Cada paciente tiene un **interruptor de procesamiento con IA** en su expediente. Si un paciente prefiere que **sus datos no se procesen con inteligencia artificial**, lo desactivas para él: entonces el resumen y las preguntas con IA no estarán disponibles para ese paciente, y su información no se envía al proveedor de IA. Su atención no cambia en nada más. Es una decisión por paciente que puedes ajustar cuando quieras (ver la guía de Pacientes).